

# HARTMANN



## Bacillol® Tissues

### Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher in praktischer Spenderdose.



#### Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertige Desinfektionstücher
- Tränklösung Bacillol® AF
- Schnell und umfassend wirksam
- Gute Benetzung und schnelle Auftrocknung
- Farbstoff-, parfüm-, aldehydfrei
- Ohne Handschuhe verwendbar\*
- ECARF-zertifiziert: professionelles Allergiker und Asthmatiker freundliches Flächendesinfektionsmittel
- Einfache Entnahme aus praktischer Spenderdose
- Nachfüllbar



#### Anwendungsgebiete

Bacillol® Tissues sind alkoholbasierte, gebrauchsfertige Tücher zur Desinfektion von alkoholbeständigen kleinen Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten.

#### Wirksamkeit

Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), begrenzt viruzid PLUS

#### Wirkspektren und Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Prüfmethode	Belastung	Einwirkzeit
<b>Bakterien / Pilze</b>			
Bakterizidie/Levurozidie	VAH	hoch	5 Min.
	EN 16615/ EN 13624/ EN 13727	hoch	1 Min.
Tuberkulozidie	VAH	hoch	5 Min.
	EN 16615/ EN 14348	hoch	1 Min.
Mykobakterizidie	VAH	hoch	5 Min.
	EN 16615/ EN 14348	hoch	1 Min.
Fungizidie	VAH	hoch	5 Min.
	EN 16615/ EN 14348	hoch	1 Min.
<b>Viren</b>			
Begrenzte Viruzidie (inkl. HBV, HIV, HCV)	DVV/ RKI		15 Sek.
	EN 16777/ EN 14476	hoch	1 Min.
Begrenzt viruzid PLUS	DVV/ RKI		1 Min.
	EN 16777/ EN 14476	hoch	5 Min.
Norovirus	EN 16777/ EN 14476	hoch	3 Min.
<b>Lebensmittel / Industrie</b>			
Bakterizidie/Levurozidie	EN13697/ EN 1276/ EN 1650	hoch (4 °C, 10 °C und 20 °C)	1 Min.

\* sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen

# Bacillol® Tissues



## Anwendung

Oberflächen mit den Bacillol Tissues sorgfältig abwischen. Auf vollständige Benetzung achten, damit der optimale Desinfektionserfolg gewährleistet ist. Aufgrund ihrer Zusammensetzung können die Bacillol Tissues auch ohne den Gebrauch von Handschuhen eingesetzt werden, sofern Infektions- und Arbeitsschutz dies zulassen. Nicht zur Hautreinigung verwenden. Nach Gebrauch Tissue der Abfallentsorgung zuführen. Um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu verhindern, Tücherdose direkt nach Gebrauch wieder verschließen.

Keine Desinfektionsmittellösung in das Innere elektrischer Geräte gelangen lassen. Die Angaben des Geräteherstellers sind zu beachten. Nicht zur Desinfektion von invasiven Medizinprodukten.

Nicht zur Hautreinigung verwenden. Nach Gebrauch Tissue der Abfallentsorgung zuführen.

## Haltbarkeit nach Anbruch

12 Monate

## Zusammensetzung

Angaben beziehen sich auf die Tränklösung Bacillol® AF, Propan-1-ol 450 mg/g; Propan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47 mg/g

## Listung

Angaben beziehen sich auf die Tränklösung Bacillol® AF: VAH, RKI-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste

## Chemisch-physikalische Daten

Flammpunkt  
(gem. DIN 51755) 25 °C  
Dichte (20 °C) ca. 0,86 g/cm<sup>3</sup>

## Fachberatung

HARTMANN SCIENCE CENTER  
Tel: +49 (0) 40 - 54 00 6 -111  
E-Mail: [science-center@hartmann.info](mailto:science-center@hartmann.info)



Wir forschen für  
den Infektionsschutz  
[hartmann-science-center.com](http://hartmann-science-center.com)

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
<b>Bacillol® Tissues</b>	100 Tücher Spenderdose Größe 225 x 139 mm	980 503	00916851	12
	100 Tücher Nachfüllbeutel Größe 225 x 139 mm	980 504	00916868	12
<b>Wandhalter</b>	1 Wandhalter	980 720	09729530	1

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

*Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN AG  
Paul-Hartmann-Straße 12  
89522 Heidenheim  
Deutschland

Tel. +49 (0) 7321-36-0  
Fax +49 (0) 7321-36-36  
[info@hartmann.info](mailto:info@hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Hersteller: BODE Chemie GmbH, Melanchthonstraße 27, 22525 Hamburg  
Ein Unternehmen der HARTMANN GRUPPE