

Produktinformationen

Absaugkatheter CH 14 grün gerade

CH 14 ca. 50 cm lang, Kunststoff, gerade, Zentralöffnung, seitliche Augen Trichter farbig, steril.



Artikel-Nr.	0105144
GTIN	4034342051693
Zolltarif-Nr.	90183900
Herkunftsland	DE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	500
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,01
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse IIa
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	34342AbsaugkatheterWU
UDI-DI	04034342051693
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	P.J. Dahlhausen & CO.G
Hersteller Website	www.dahlhausen.de
Hersteller Kontakt	verkauf-fachhandel@dahl