

Produktinformationen

Absaugkatheter CH 16 orange gerade

CH 16 ca. 50 cm lang, Kunststoff, gerade, Zentralöffnung, seitliche Augen Trichter farbig, steril.



Artikel-Nr.	0105145
GTIN	4034342051723
Zolltarif-Nr.	90183900
Herkunftsland	DE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	500
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,012
Norm	
Farbe	orange
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse IIa
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	34342AbsaugkatheterWU
UDI-DI	04034342051730
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	P.J. Dahlhausen & CO.G
Hersteller Website	www.dahlhausen.de
Hersteller Kontakt	verkauf-fachhandel@dahl