

Produktinformationen

Thomas-Endotrachealtubenhalter Erwachsene

Konstruiert, um den in die Trachea eingeführten ET-Tubus sicher an seinem Platz zu fixieren. Der Thomas Tubushalter hält den ET-Tubus mit Hilfe einer Schnellspannschraube sicher an seinem Platz und ermöglicht auch leichtes Entfernen ohne jegliche Probleme mit dem Fixierband. Ein integrierter Beißblock schützt Tubus und Patient. Ein breites Velcro-Band gibt sicheren und dennoch komfortablen Halt, auch in nassem Zustand.



Artikel-Nr.	0106502
GTIN	7045430041257
Zolltarif-Nr.	90189084
Herkunftsland	US
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,06
Norm	
Farbe	dunkelblau
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Hersteller	Laerdal Medical GmbH
Hersteller Website	www.laerdal.com
Hersteller Kontakt	info.de@laerdal.com