

Produktinformationen

Druckinfusionsmanschette 500 ml mit Manometer

Druckinfusionsgerät. Manometergehäuse aus Metall, Skala bis 300 mm/Hg., Manschette waschbar, mit Latexpolster, Weichkunststoffball, Ablassventil. Geeignet für Infusionen in 500 ml-Beuteln.



Artikel-Nr.	0107090
GTIN	4260157892170
Zolltarif-Nr.	90189010
Herkunftsland	DE
eclass 4	34020101
eclass 5	34020701
Höhe in mm	
Breite in mm	
Tiefe in mm	
Gewicht in kg	0,26
Norm	
Farbe	schwarz
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	04260157802170
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	Friedrich Bosch GmbH &
Hersteller Website	www.fbosch.com.hk
Hersteller Kontakt	info@fbosch.de