

## Produktinformationen

### Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß

Füllung Norm nach DIN 13157. Sterile Verbandstoffe von SÖHNGEN® sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen. Erste-Hilfe-Koffer Modell QUICK-CD - Maße: 260 x 170 x 110 mm - Material: ABS-Kunststoff in weiß - Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung - Zwei gleich große Kofferschalen - Transparente Abdeckplatten - Umlaufende Gummidichtung - Inneneinteilung verstellbar - Leichtgängige Drehverschlüsse - Verstärkter Tragegriff - Plombiervorrichtung und Sicherheitsplombe - Kennzeichnung mit Piktogrammen und Siebdruckbeschriftung In der praktischen Wandhalterung ist der Erste-Hilfe-Koffer sicher fixiert, kann schnell entnommen und an den Unfallort gebracht werden. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung, Koffer auch in der Wandhalterung zu öffnen. Wußten Sie schon? In der DIN EN 1789 - Krankenkraftwagen - wird unter Punkt 4.5.9. gefordert, dass alle Geräte im Fahrzeug so zu sichern sind, dass sich diese bei einer Einwirkung von 10g nicht in Geschosse verwandeln. Das SÖHNGEN® Behälter- und Wandhalterungssystem Programm 2000 CD ist in der schwersten Inhaltsvariante auf Beschleunigung/Verzögerung von 10g in Längs-, Quer- und senkrechter Richtung eingehend geprüft worden und hat diese Prüfung erfolgreich bestanden.



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Artikel-Nr.           | 0301126        |
| GTIN                  | 4250108800217  |
| Zolltarif-Nr.         | 30065000       |
| Herkunftsland         | DE-HE          |
| eclass 4              | 40040307       |
| eclass 5              | 40020301       |
| Höhe in mm            | 260            |
| Breite in mm          | 170            |
| Tiefe in mm           | 110            |
| Gewicht in kg         | 1,838          |
| Norm                  | DIN 13157      |
| Farbe                 | grau           |
| Material              | ABS-Kunststoff |
| Wasserfest            |                |
| Abschließbar          | nein           |
| Spritzwassergeschützt |                |
| Wandhalterung         | ja             |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Arzneimittel          | Kein Arzneimittel   |
| Medizinprodukteklasse | Kein Medizinprodukt |
| Biozid                | nein                |
| PSA                   |                     |
| PZN                   |                     |
| BfArM Zul-Nr.         |                     |
| BAuA Reg-Nr.          |                     |
| EMDN                  |                     |
| Basis UDI             |                     |
| UDI-DI                |                     |
| UN-Nr.                |                     |
| O2 in Liter           | 0                   |
| Hersteller            | W.Söhngen GmbH      |
| Hersteller Website    | www.soehngen.com    |
| Hersteller Kontakt    | info@soehngen.com   |

## Produktinformationen

### Erste-Hilfe-Koffer QUICK-CD Norm weiß