

Produktinformationen

ANBAUSAFE Verbandstoffe gefüllt orange

SAFE-Anbauschrank-Modelle haben folgende Abmessungen: 1.120 x 490 x 200 mm, Qualitäts-Feinblech, elektrostatisch grundiert und decklackiert, schlag- und kratzfester Polyurethanlack, fett- und ölbeständig. Farbe orange. Mit Sicherheits-Zylinderschloss, Notschlüsselfach mit Glasabdeckung im Feuermelderprinzip in der Türmitte. Inkl. Bedruckung und Kennzeichnung. Anbausafe Verbandstoffe. Inhalt: Ausgewogene Füllung moderner Verbandstoffe, die nicht mit der Wunde verkleben. Aufblasbare Pneumat 4-Kammerschienen für Arm und Bein, Augen- Sofortspülung oculav NIT®, Desinfektionsmittel.



Artikel-Nr.	0501053
GTIN	4250108810636
Zolltarif-Nr.	30065000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040307
eclass 5	40020301
Höhe in mm	1120
Breite in mm	490
Tiefe in mm	200
Gewicht in kg	28,288
Norm	
Farbe	
Material	Stahlblech
Wasserfest	
Abschließbar	ja
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	1950
O2 in Liter	0
Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.soehngen.com
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com