

Produktinformationen

Rettungstuch XXL 200 x 100 cm Polyester-Hochfestgewebe

Universell einsetzbar, zum Retten von Personen mit hohem Körpergewicht und großem Körperumfang, für extreme Belastungen auch in schwer zugänglichem Gelände. Optimierte Größe, ein Durchhängen des Patienten wird minimiert. Sehr aufwendig verarbeitet, Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt, mit Gurtband durchgehend über die ganze Länge und Breite vernäht. - Insgesamt 14 Tragegriffe für optimales Handling, Längsseiten mit je fünf Tragegriffen, Kopf- und Fußende mit je zwei Griffen - Material: Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenversiegelt, temperaturbeständig, reißfest, schwer entflammbar, schmutzabweisend, pflegeleicht - Maße: 1.000 x 2.000 mm - Belastbar bis 300 kg (Prüfung analog EN 1865:2010)



Artikel-Nr.	0601098
GTIN	4250108810360
Zolltarif-Nr.	63079098
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040805
eclass 5	40049105
Höhe in mm	2000
Breite in mm	1000
Tiefe in mm	50
Gewicht in kg	2,665
Norm	
Farbe	orange
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V0899
Basis UDI	42501088129JF
UDI-DI	04250108810360
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.aluderm.de
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com