

## Produktinformationen

### aluderm20 Verbandpäckchen DIN mittel

Aluminiumbedampfte aluderm® Komresse mit starker Sauglage, aufgesiegelt auf eine elastische WS-Fixierbinde, stranguliert nicht. Verbandpäckchen mit SÖHNGEN® No-Touch-Wicklung. Einzeln steril in Peelpackung. DIN 13151.



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr.           | 1003372       |
| GTIN                  | 4250108803294 |
| Zolltarif-Nr.         | 30059050      |
| Herkunftsland         | DE-HE         |
| eclass 4              | 34030301      |
| eclass 5              | 34030101      |
| Höhe in mm            | 145           |
| Breite in mm          | 70            |
| Tiefe in mm           | 20            |
| Gewicht in kg         | 0,012         |
| Norm                  | DIN 13151     |
| Farbe                 | weiß          |
| Material              |               |
| Wasserfest            |               |
| Abschließbar          | nein          |
| Spritzwassergeschützt |               |
| Wandhalterung         | ohne          |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Arzneimittel          | Kein Arzneimittel |
| Medizinprodukteklasse | Klasse I(s)       |
| Biozid                | nein              |
| PSA                   |                   |
| PZN                   | 03147519          |
| BfArM Zul-Nr.         |                   |
| BAuA Reg-Nr.          |                   |
| EMDN                  | M040202           |
| Basis UDI             | 42501088004HS     |
| UDI-DI                | 04250108803294    |
| UN-Nr.                |                   |
| O2 in Liter           | 0                 |
| Hersteller            | W.Söhngen GmbH    |
| Hersteller Website    | www.aluderm.de    |
| Hersteller Kontakt    | info@soehngen.com |