

## Produktinformationen

### WS-elast. Binde 4 m x 6 cm

Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-elast. Binde passt sich allen Körperformen an, ist schnell und einfach anzulegen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen. Kein Abschnüren. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode grün.



|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Artikel-Nr.           | 1004010       |
| GTIN                  | 5605622057149 |
| Zolltarif-Nr.         | 30059099      |
| Herkunftsland         | PT            |
| eclass 4              | 34030301      |
| eclass 5              | 34030101      |
| Höhe in mm            | 110           |
| Breite in mm          | 55            |
| Tiefe in mm           | 25            |
| Gewicht in kg         | 0,012         |
| Norm                  | DIN 61634     |
| Farbe                 | weiß          |
| Material              |               |
| Wasserfest            |               |
| Abschließbar          | nein          |
| Spritzwassergeschützt |               |
| Wandhalterung         | ohne          |

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Arzneimittel         | Kein Arzneimittel                                                    |
| Medizinproduktklasse | Klasse I                                                             |
| Biozid               | nein                                                                 |
| PSA                  |                                                                      |
| PZN                  | 00007114                                                             |
| BfArM Zul-Nr.        |                                                                      |
| BAuA Reg-Nr.         |                                                                      |
| EMDN                 |                                                                      |
| Basis UDI            | 56056221108010JN                                                     |
| UDI-DI               | 05605622057149                                                       |
| UN-Nr.               |                                                                      |
| O2 in Liter          | 0                                                                    |
| Hersteller           | Bastos Viegas, s.a.                                                  |
| Hersteller Website   | <a href="http://www.bastosviegas.com">www.bastosviegas.com</a>       |
| Hersteller Kontakt   | <a href="mailto:fpestana@bastosviegas.c">fpestana@bastosviegas.c</a> |