

Produktinformationen

WS-elast. Binde 4 m x 10 cm

Elastische Mullbinde, Kombination aus festen und elastischen Fasern, vereinigt die Eigenschaften einer Mullbinde mit den Vorzügen einer elastischen Fixierbinde mit starker Dehnfähigkeit. Die WS-elast. Binde passt sich allen Körperformen an, ist schnell und einfach anzulegen, insbesondere an Gelenken und konischen Körperteilen. Kein Abschnüren. Einzeln in Zellglas verpackt, Farbcode grün.



Artikel-Nr.	1004012
GTIN	5605622056326
Zolltarif-Nr.	30059099
Herkunftsland	PT
eclass 4	34030301
eclass 5	34030101
Höhe in mm	120
Breite in mm	50
Tiefe in mm	30
Gewicht in kg	0,018
Norm	DIN 61634
Farbe	weiß
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	00007491
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	56056221108010JN
UDI-DI	05605622056326
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	Bastos Viegas, s.a.
Hersteller Website	www.bastosviegas.com
Hersteller Kontakt	fpestana@bastosviegas.c