

Produktinformationen

Erste Hilfe-Kleiderschere 19 cm kniegebogen st-st

Erste-Hilfe-Schere DIN 58279-B 190. Kniegebogen, korrosionsbeständig, Griff mit Kunststoffüberzug, 19 cm.



Artikel-Nr.	2001008
GTIN	4250108803737
Zolltarif-Nr.	82130000
Herkunftsland	PK
eclass 4	21040601
eclass 5	34020701
Höhe in mm	190
Breite in mm	100
Tiefe in mm	10
Gewicht in kg	0,049
Norm	DIN 58279
Farbe	schwarz/silber
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0
Hersteller	Acme United Europe Gmb
Hersteller Website	www.acmeunited.de
Hersteller Kontakt	info@acmeunited.de