


Produktinformationen

KONTAMED-Sicherheitsbehälter

Sicherheitsbehälter für medizinischen Abfall in der Patientenversorgung. Ausgestattet mit Abziehschlitz für Kanülen/Spritzen, Einwurfschlitz für Skalpelle und andere spitze Gegenstände und großer Abfallöffnung mit Federlasche für Kompressen, medizinische Einmal-Handschuhe usw., Behälter mit Sicherheitsblende verschließen, von der Wandhalterung abziehen und entsorgen. Behälter: - Maße: 225 × 160 × 70 mm - Volumen: ca. 2,1 l - Material: aus Polypropylen, Farbe signalgelb - Wandhalterung und Verschlussblende rot - Physiologisch unbedenklich, schlagzäh, temperaturbeständig, kann umweltfreundlich entsorgt werden, eine Verbrennung erfolgt ohne Rückstände



Artikel-Nr.	2009067
GTIN	4250108803867
Zolltarif-Nr.	42021250
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	34030401
eclass 5	34030101
Höhe in mm	225
Breite in mm	170
Tiefe in mm	75
Gewicht in kg	0,225
Norm	
Farbe	
Material	
Wasserfest	
Abschließbar	nein
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Kein Medizinprodukt
Biozid	nein
PSA	
PZN	03643684
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	
Basis UDI	
UDI-DI	
UN-Nr.	
O2 in Liter	0

Hersteller	W.Söhngen GmbH
Hersteller Website	www.aluderm.de
Hersteller Kontakt	info@soehngen.com