

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr.: **09281**
Marke /
Bezeichnung **Urinflasche
für Männer**



MAßE		
Länge	Breite	Höhe
310 mm	85 mm	110 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG							
Material Flasche	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Polycarbonat (PC)				
Material Deckel	<input checked="" type="checkbox"/> Polypropylen (PP)	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Polycarbonat (PC)				
Farbe Flasche	<input checked="" type="checkbox"/> milchig	<input type="checkbox"/> transparent					
Farbe Deckel	<input checked="" type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> weiß					
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> desinfizierbar	<input checked="" type="checkbox"/> autoklavierbar bis 130°C	<input type="checkbox"/> autoklavierbar bis 90°C	<input checked="" type="checkbox"/> eckig			

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Verordnung (EU) 2017/745	<input type="checkbox"/> Klasse I	<input type="checkbox"/> Klasse II	<input type="checkbox"/> Klasse III	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizinprodukt	

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG			
Allgemeines			
Material	Beutel		
Stück pro Unterverpackung	1		
EAN Unterverpackung	-		
Maße & Größe			
Länge	470 mm		
Breite	180 mm		
Höhe	-		
Gewichte			
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht	
uni	120 g	125 g	

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG			
Allgemeines			
Material	Karton		
Unterverpackungen je Umverpackung	25		
EAN Umverpackung	4044941042190		
Maße & Größe			
Länge	500 mm		
Breite	320 mm		
Höhe	420 mm		
Gewichte			
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht	
uni	3.125 g	3.625 g	

LOGISTISCHE DATEN PALETTE			
Allgemeines			
Palettenart	Europalette		
Maße & Größe			
Kartons pro Lage	4		
Lagen pro Palette	5		
Palettenhöhe	225 cm		
Gewichte			
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht	
uni	73 kg	98 kg	

Rev.-Nr.: 0
Datum 15.05.2024

Änderungen & Irrtümer vorbehalten