



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Beurer BM 54	
SEHR GUT	94,1 %
Blutdruckmessgerät im Online-Einzeltest www.etm-testmagazin.de	
	04/2019



BM 54

beurer
medical

BM 54 Bluetooth® - Oberarm-Blutdruckmessgerät



Universalmanschette: auch für größere Oberarmumfänge von 22-44 cm geeignet



Risiko-Indikator: Einstufung der Messergebnisse mit farbiger Skala



- Vollautomatische Blutdruck- und Pulsmessung am Oberarm
- Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät via Bluetooth® low energy technology
- Arrhythmie-Erkennung: Erkennt und warnt bei eventuellen Herzrhythmusstörungen
- Großes, perfekt ablesbares XL-Display
- Zwei Benutzerspeicher für je 60 Messwerte
- Durchschnittswertberechnung aller gespeicherten Messwerte und Morgen- und Abendblutdruck der letzten 7 Tage
- Datum und Uhrzeit
- Abschaltautomatik
- Meldung bei Anwendungsfehlern
- Automatische Druckvorwahl und Luftablass
- Inkl. 4 x 1,5V AAA Batterien und praktischer Aufbewahrungstasche
- Medizinprodukt
- Produktmaße (LxBxH): 139 x 94 x 48 mm
- Produktgewicht: ca. 364 g (ohne Batterien, mit Manschette)
- 5 Jahre Garantie
- PZN: 14323439
- HMV-Nr.: 21.28.01.2148
- VE: 4 / Transportkarton: 4 x 4
- EAN-Nr.: 4211125 65512 9
- Art.-Nr.: 655.12

655.12_BM54_2021-10-19_03_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Beurer BM 54	
SEHR GUT	94,1 %
Blutdruckmessgerät im Online-Einzeltest www.etm-testmagazin.de	
	04/2019



BM 54

beurer
medical



VERBINDUNG



Innovative Vernetzung zwischen Smartphone und Blutdruckmessgerät - Messwerte zu Hause und unterwegs immer im Blick haben. Einfache Datenübertragung zum Smartphone via Bluetooth®.



Synchronisierung mit
• iOS ≥ 10.0
• Android™ ≥ 5.0
• Bluetooth® ≥ 4.0



Liste der unterstützten Geräte

655.12_BM54_2021-10-19_03_DS_DE_BEU Irrtum und Änderungen vorbehalten

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Beurer GmbH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Android is a trademark of Google LLC.

* geprüfte Online-Applikation "beurer HealthManager" Cloud
Nur mit der „beurer HealthManager“ App in vollem Umfang verwendbar.