





Technisches Datenblatt BINGOLD Nitril 35BLACK



Stand 28.06.2022

Größe	S	M	L	XL
Artikelnummer	635101	635102	635103	635104
PZN	13542286	13542292	13542300	13542317

Beschreibung	Einweghandschuhe, texturierte Fingerspitzen, puderfrei			
Material	Nitril			
Farbe	schwarz			
Passform	beidhändig			
Länge	240 mm			
Breite	S	M	L	XL
	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	>110 mm
Wandstärke*	Min. 0.07 mm			
Reißkraft	Vor Alterung:		Median/min 6.0 N	
	Nach Alterung:		Median/min 6.0 N	
Dehnbarkeit	Vor Alterung:		Min. 500.0%	
	Nach Alterung:		Min. 400.0%	
Reißfestigkeit	Vor Alterung:		Min. 14.0 Mpa	
	Nach Alterung:		Min. 14.0 Mpa	
Qualitätsstandard	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> EN 455 CE Cat. III EN 374-2:2014 EN 374-4:2013 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> EN 16523-1:2015 PSA (EU) 2016/425 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> MDR (EU) 2017/745 EN ISO 21420:2020 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  Für alle Lebensmittel geeignet </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  EN 374-1:2016 Typ B </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  EN 374-5:2016 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  Medizinprodukt Klasse I </div>			

* Wandstärke der Handfläche

EN 374-4:2013	Degradation*	Level*
Natriumhydroxid 40%/ K	-18.1	6
Wasserstoffperoxid 30%/ P	33.7	6
Formaldehyd 37%/ T	24.7	5
Verpackung	100	Stück je Box
	10	Boxen je Karton

* Permeationsstufen basierend auf der Durchbruchzeit (EN 374-4:2013)

Permeationsstufen	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeit [min]	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480

BINGOLD GmbH + Co. KG
A SUND GROUP COMPANY
Lademannbogen 65 · 22339 Hamburg
Tel. +49 40 53 80 96-410 · Fax +49 40 53 80 96-429
info@bingold.com · www.bingold.com

Amtsgericht Hamburg HRA 116323
Komplementär: RUBIN Verwaltungs-GmbH HRB 21068
Geschäftsführer: Martin Klostermann, Wolfgang Dede

WICHTIGER HINWEIS: Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter www.bingold.com. Die Nichtbeachtung dieser Informationen, insbesondere zu Einsatzbereichen und Verträglichkeit der Handschuhe, kann zu Personen- und Sachschäden führen. BINGOLD übernimmt keine Haftung für den falschen Einsatz der Handschuhe. Im Zweifelsfall holen Sie sich bitte vor dem Gebrauch der Handschuhe fachkundige Beratung ein! Die hier enthaltenen Informationen und Klassifizierungen entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung. Irrtümer, Druckfehler sowie jederzeitige Änderungen vorbehalten.