

Gentle Skin® Smooth OP

Der Latex-OP-Handschuh mit glatter Textur/
The latex surgical glove with a smooth texture



Technische Informationen / technical information

REF	Größe / Size	Farbe / Colour	Breite / Width (mm)	PZN
90266	6	Natur / nature	77 ± 5 mm	11154775
902665	6,5	Natur / nature	83 ± 5 mm	11154781
90267	7	Natur / nature	89 ± 5 mm	11154798
902675	7,5	Natur / nature	95 ± 5 mm	11154806
90268	8	Natur / nature	102 ± 6 mm	11154812
902685	8,5	Natur / nature	108 ± 6 mm	11154829
90269	9	Natur / nature	114 ± 6 mm	11154835

Wandstärke / Thickness (mm)

Handfläche / Palm	0,20 ± 0,02 mm
Finger / Finger	0,22 ± 0,02 mm
Schaft / Cuff	0,18 ± 0,02 mm

Reißkraft / Tensile strength (N)

Vor und nach Alterung / Before and after aging	≥ 9 N
--	-------

Abmessungen / Dimensions (mm)

Länge / length	Min. 290 mm
----------------	-------------

Lochfreiheit / Freedom from Holes

AQL	0,65
-----	------

Allgemeine Informationen / General information

Produktbeschreibung / Product description OP-Handschuh aus Latex, puderfrei, mit Rollrand, links- und rechtshändig, anatomische Passform, paarweise verpackt, steril, nur für den Einmalgebrauch/
Surgical glove made of latex, powderfree, with beaded cuff, left- and right handed, anatomic fit, packed in pairs, sterile, for single use only

Anwendung / Application Geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Dort wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch geeignet für das Double-Gloving. /
Suitable for vascular surgery, orthopaedics, abdominal surgery and in all surgical areas with sterile requirements. Where the user moves in a sterile environment and recognises a risk of contamination. For highly infectious situations in hospitals, at resident doctors, in laboratories or in the pharmaceutical industry. Also suitable for double gloving.

Inhaltsstoffe / Ingredients	Naturkautschuklatex, Schwefel, Zinkoxid, Zinkdiethyldithiocarbamat, Zinkdibuthyldithiocarbamat, Titandioxid, phenolisches Antioxidans, Polyacrylpolymer/ natural rubber latex, sulphur, zinc oxide, zinc diethyldithiocarbamate, zinc dibuthyldithiocarbamate, titanium dioxide, phenolic antioxidant, poly acrylic polymer
Haltbarkeit / Shelf life	5 Jahre (Kühl und trocken lagern), vor direkter Sonneinstrahlung schützen / 5 years (store cool and dry), protect from direct sunlight
Verpackung / Packaging	50 Paar pro Packung; 4 Packungen pro Karton; 36 Karton pro Palette / 50 pairs. per package; 4 packages per carton; 36 carton per pallet
	Maße Box / dimensions box: 270 x 215 x 140 mm Maße Karton / dimensions carton: 548 x 439 x 147 mm



Regulatorische Informationen / regulatory information

Kategorie / Category	Medizinprodukt Klasse IIa gemäß Richtlinie 93/42/EWG/ Medical Device class IIa according to directive 93/42/EEC
	Persönliche Schutzausrüstung Klasse III gemäß Verordnung (EU) 2016/425 / Personal protective equipment class III according to Regulation (EU) 2016/425

Normen / Standards	EN 455-1 / -2 / -3/ -4 EN 374-1 / -2 / -4 / -5 ISO 11137-2 EN 16523-1
-----------------------	--

Qualitätszertifikat / Quality certificates	EN ISO 13485:2016
---	-------------------

Warnungen / Cautions	Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann / This product contains natural rubber latex, which may cause allergic as well as anaphylactic reactions
-------------------------	--



Hinweis / Note	Dieses Produkt ist nur für den Einmalgebrauch/ This product is for single use only
-------------------	---



Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.