

Produktinformation

mevipas Dispenser-/Becher-Tablett 20D+20B, mit 2 Becher-Einsätzen

Artikel-Nr.: 05002002

Verpackungseinheit: 1 Stück

Zolltarifnummer: 39269097

Hersteller: SCHWARZ Pflegesysteme



Beschreibung

für 20 Tagesdispenser und bis zu 20 Medikamenten-Bechern, Farbe: weiß Außenmaße: L 450 x B 340 x H 40 mm

Material

Polycarbonat (PC) Tablett, Tablett-Einsatz

Gewicht

Stück 0,70 kg

Barcodes GTIN / EAN

Stück 4251125703581

Zusatzinformationen

Zolltarifnummer: 39269097

Ursprungsland: -

Aufbereitung und Wiederverwendung

PC: Manuelle und maschinelle Reinigung und Desinfektion kurzzeitig bis 150° C möglich.

HINWEIS: Das verwendete Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss für das Produktmaterial geeignet sein. Sollte in Bezug auf die Verträglichkeit keine Klarheit bestehen, prüfen Sie das Datenblatt des Herstellers oder konsultieren Sie Ihren Fachberater für Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Für die Formulierung von Handlungsempfehlungen und Hygienekonzepten im Umgang mit der Aufbereitung kann im Qualitätsmanagement verankert werden, dass Mehrwegprodukt so lange im Zyklus aufbereitet werden können, bis sichtbare Verfärbungen, Eintrübungen, Risse an der Oberfläche oder gar Beschädigungen auftreten, danach sind diese zu ersetzen.